

SRIDI Release Date: January 2026

PPC-600 6th Silent Powder Crusher

🌿 사용 방법은 단 두 단계로 끝!

💊 첫 번째 단계!

약 파우치를 제품 거치대에 '착' 끼워주세요.
(제품에 파우치가 걸처지는 느낌이 들면 OK!)

🔄 두 번째 단계!

시작 버튼을 가볍게 눌러 분쇄를 시작해 주세요.
파우더가 곱게 완성되면, 다시 한번 버튼을 눌러 작동을 멈추시면 됩니다.

누구나 쉽게 따라 하는 [제품명] 사용법

SRIDI

Release Date: January 2026

PPC-600 6th Silent Powder Crusher

제품 사양서

. 제품 개요

품명: [휴대용 자동 알약 분쇄기]

모델명: [PPC-600 6th]

용도: [파우치 전용 자동 알약분쇄기]

. 기술 제원

가로 (Width) 600 mm

세로 (Length) 100 mm

높이 (Height) 190 mm

재질 [aluminum , Steel, Etc.]

무게 [13.8] kg

